

## Тумбочка стационарная Т1/Д кат. № 500 015

ИМ-7.112317

тумба, напольная, для медикаментов / для инструмента, материал металл, с выдвижным ящиком, 480×480×880 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Дверца	Да
Опоры	Да
Полка	Да
Столешница	Да

### Габариты

---

Размер	480×480×880 мм
Длина	480 мм
Ширина	480 мм
Высота	880 мм

### Дополнительные характеристики

---

Тумбочка с двумя отделениями: верхнее — ящик на шариковых направляющих полного выдвижения, нижнее — 2-х полочное с одной регулируемой полкой и

металлической дверью. Внутренние размеры ящика (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Столешница – нержавеющая сталь.