

Урологическая лента Dallop NM

ИМ-7.109764 до 15.04.2026

хирургическое лечение недержания мочи,
полипропилен, 45 см / 60 см

Tricomed S.A., Польша



Характеристики

Назначение	хирургическое лечение недержания мочи
Характеристика материала	полипропилен
Размеры	45 см / 60 см

Описание

Урологическая лента Dallop NM изготовлена методом вязания из прозрачной монофиламентной полипропиленовой пряжи. Предназначена для хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин методами TOT и TVT. Лента характеризуется биостабильностью, благодаря чему не теряет физических качеств во время длительного контакта с тканями и внутренними жидкостями, пористая структура ленты сводит к минимуму риск инфекций. Имеет оптимально разработанную пространственную форму, где размер пор подобран таким образом, чтобы вживление ленты произошло как можно скорее.

Размеры: 45 см / 60 см

Аппликаторы

- Аппликатор TVT – вспомогательный инструмент, используемый в методе TVT (Tension-free Vaginal Tape).
- Аппликатор TOT – это вспомогательный инструмент, используемый в методе TOT (Trans Obturator Tape).
- Набор аппликаторов TOT – состоит из двух аппликаторов, являющихся своим зеркальным отражением. Предназначены для использования в методе TOT (Trans Obturator Tape).
- Набор аппликаторов TOT – состоит из двух аппликаторов, являющихся своим зеркальным отражением. Предназначены для использования в методе TOT «outside-in» (Trans Obturator Tape).