# medca+alog

# Установка для размораживания плазмы CytoTherm CT-D4

ИМ-7.94895/1908 до 23.08.2024

разморозка сухая, вместимость 2000 мл, нагрев 25-40 °C

CytoTherm LP, США



## Характеристики

Разморозка	сухая
Вместимость	2000 мл
Температура размораживания	25-40 °C

## Описание

**«CytoTherm-D4»** предназначен для быстрого равномерного безопасного и бережного размораживание при сохранении контейнеров плазмы и компонентов крови в сухом состоянии.

#### Принцип работы

Процесс размораживания происходит в закрытой камере. В качестве теплоносителя используется вода, заполняющая специальные пластиковые пакеты, между которыми и помещаются предметы, предназначенные для размораживания и подогрева.

#### Отличительные особенности

- разморозка с массажным действием;
- температура размораживания регулируется от 25 до 40 °C;
- вестимость: 4 пакета по 450 мл или 2 пакета по 1000 мл;
- время разморозки: 15 минут;
- бесконтактный метод разморозки;
- наличие сигналов тревог при превышении температуры на 1°C;
- наличие встроенного сенсора "влажности" и звукового сигнала, немедленно сообщающего об утечке и опасности инфицирования гемокомпонента;
- наличие цифрового дисплея с отображением установленной температуры и времени разморозки и сигналов тревог;
- прозрачная крышка аппарата обеспечивает визуальный контроль за процессом размораживания, подогрева;
- надежны, безопасны и просты в эксплуатации и обслуживании;
- не требуют специальной подготовки медицинского персонала;
- ширина размораживателя 33 см.