

Стоматологическая установка Chirana CHEESE EASY

ИМ-7.98380/1703 до 01.03.2022

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок стационарный, светодиодный
светильник

Chirana a.s., Словакия



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	стационарный
Светильник	светодиодный
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да
Плевательница	поворотная фарфоровая
Автономная подача воды	Да
Установка дополнительного инструмента	Да
Артикуляционный подголовник	для взрослых
Память положения кресла	Да
Подлокотники	Да

Описание

Новое поколение стоматологических установок **Chirana CHEESE** представляет собой уникальную в мире модульную концепцию размещения отдельных компонентов стоматологической установки, позволяющую заказчику свободно выбирать оснащение и параметры - от эконом-класса до класса «comfort». Эволюционная сборная система позволяет постепенно доукомплектовать установку в зависимости от требований, или в любое время изменить цвет и оснащение прямо в кабинете врача - стоматолога.

Chirana CHEESE – рациональное и эффективное решение установки с привлекательным дизайном, учитывающее все потребительские свойства, эргономию работы с применением технологий и материалов высшего уровня для максимального комфорта врача и пациента.

Установка Chirana CHEESE любой комплектации может быть в исполнении для врача – левши.