

Стоматологическая установка Sirona FONA-2000L

ИМ-7.102494 до 31.03.2020

верхняя подача инструментов, инструментов 6 шт.,
гидроблок поворотный, светодиодный светильник,
грузоподъемность 165 кг

Sirona Dental Systems GmbH, Германия



Характеристики

Подача инструментов	верхняя
Количество инструментов	6 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный
Максимальная грузоподъемность	165 кг
Автоматическое наполнение водой стакана пациента и омыва плевательницы	Да
Артикуляционный подголовник	для взрослых
Подлокотники	Да

Описание

Для защиты врача, пациента и окружающей среды от перекрестного загрязнения. Функция постоянного дезинфицирования воды обеспечивает непрерывную обработку дезинфектантом каналов для воды, инструментов со спреем и воды для споласкивания ротовой полости. Прогрессивная опция разделения потоков воды защищает водопроводную воду от загрязнения.

Четко структурированная панель управления со всеми соответствующими функциями лечения всегда находится под рукой врача или ассистента. Гигиеническая легко очищаемая поверхность с улучшенным обзором кнопок.

Система отключения воды защищает вашу стоматологическую установку и клинику от перелива воды при наполнении стаканчиков и снятии сливных штуцеров для промывки чаши для очистки.

Встроенная функция эргономичного перемещения и повторяющая контуры тела обивка обеспечивают высокий уровень комфорта пациента. Широкая спинка и поддержка поясничной области обеспечивают стабильное и комфортное положение во время лечения. Поворотные подлокотники для простоты доступа к пациенту и ощущения безопасности.

Благодаря уникальному дизайну, рукоятку ассистента можно установить в положение для лечения в две или четыре руки. Вы можете получить преимущества расширенного рабочего пространства для вашего ассистента, либо удобный доступ во время лечения двумя руками.