

Стоматологическая установка Siger U200 верхняя подача инструментов

ИМ-7.103463/2306

верхняя подача инструментов, инструментов 5 шт., гидроблок стационарный, светодиодный светильник

Zhuhai Siger Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Подача инструментов	верхняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	стационарный
Светильник	светодиодный
Модуль для подключения	пневматического микромотора / пятого инструмента / турбинного наконечника с фиброоптикой / турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Блокировка неиспользуемых инструментов	Да
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да
Система антисасывания для турбинных шлангов	Да
Фиксатор блока врача в рабочем положении	Да
Плевательница	керамическая поворотная съемная автоклавируемая
Автоматическое наполнение водой стакана пациента и омыва плевательницы	Да
Автономная подача воды	Да
Бойлер для подогрева воды	Да
Дезинфекция шлангов	Да
Фильтр сжатого воздуха	Да

Установка дополнительного инструмента	Да
Аварийная остановка движения кресла	Да
Артикуляционный подголовник	для взрослых / для детей
Память положения кресла	Да
Подлокотники	Да
Управление в блоке ассистента	сенсорная панель управления движением кресла, светильником
Управление в блоке врача	всеми функциями установки сенсорная панель
Управление креслом	электромеханическое
Управление в гидроблоке	многофункциональная педаль управления креслом и инструментами

Описание

Стоматологическая установка Siger U200 оснащена блоком врача с верхней подачей, рассчитанным на пять инструментов. Система аварийной остановки движения кресла пациента удаляет фактор неожиданности, добавляя ощущение комфорта. Для подключения турбинных наконечников с 4-канальным шлангом Midwest и с фиброоптикой, также для подключения пневматического микромотора имеются в наличии специальные модули. Гидроблок встроен в кресло пациента, обладает педалью управления системой дезинфекции шлангов, инструментами и креслом. Блок ассистента укомплектован мембранной панелью управления движения креслом пациента. Стоматологическая установка Siger U200 комплектуется светильником Siger LED-33 000 люкс, стульями врача и ассистента, держателем монитора.