

Стоматологическая установка Azimut 500A

ИМ-7.105986/2301

нижняя подача инструментов, инструментов 4 шт., гидроблок поворотный, светодиодный светильник, грузоподъемность 135 кг

Foshan Joinchamp Medical Device Co. Ltd., Китай



Характеристики

Подача инструментов	нижняя
Количество инструментов	4 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный
Максимальная грузоподъемность	135 кг
Модуль для подключения	пятого инструмента
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да
Плевательница	поворотная на 180°, из искусственной керамики
Автоматическое наполнение водой стакана пациента и омыва плевательницы	Да
Автономная подача воды	Да
Бойлер для подогрева воды	Да
Подогрев воды в стакане пациента	Да
Установка дополнительного инструмента	Да
Память положения кресла	Да
Подлокотники	Да

Управление в блоке ассистента	рассчитан на 5 инструментов, оборудован: водо-воздушным пистолетом для ассистента / слюноотсосом эжекторного типа / пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл. / панель управления: 7 кнопок
Управление в блоке врача	негатоскоп / манометр рабочего давления / программирование кресла на 3 положения /вкл./выкл. светильника и бойлера / смыв гигиенической раковины / наполнение стакана / положение для полоскания
Управление креслом	память на 3 положения кресла / шовная мягкая обивка, подлокотники / электромеханический привод / клавиши вода/воздух / кнопка вкл./выкл. воды / продувка шлангов / артикуляционный подголовник имеет кнопку вкл./выкл. / система антиспид
Управление в гидроблоке	бойлером / системой подачи чистой воды на наконечники с подогревом / редуктором входящего давления / системой сброса конденсата.

Описание

Установка стоматологическая Азимут 500А

Врачебный модуль с нижней подачей шлангов.

Рассчитан на 5 инструментов. В базовой комплектации: водо-воздушный пистолет, скалер + 3 шланга для воздушных инструментов (разъем Midwest 4). Отличается удобным большим столиком-подносом и ЖК-дисплеем, отображающим работу инструментов, кресла, светильника.

Имеет следующие кнопки управления установкой:

- вкл./выкл. установки;
- управление креслом (блок управления креслом оборудован программной памятью на три положения, положение для полоскания, - кнопкой возврата в нулевое положение);
- вкл./выкл. Светильника (интенсивность освещения);
- вкл./выкл. бойлера;
- смыв гигиенической раковины;
- наполнение стакана.

Негатоскоп.

Манометр рабочего давления.

Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности.

Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок под аспирационную систему:

Гидроблок удобного дизайна, "зауженный" с керамической поворотной гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, фильтры грубой очистки воды, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

Модуль ассистента:

- мобилен на 180 град;

- водо-воздушный пистолет для ассистента;
- слюноотсос эжекторного типа;
- пылекровоотсос с автоматическим вкл./выкл.;
- блок управления креслом, наполнением стакана;
- светополимеризационная лампа.

Кресло:

- широкая спинка и сидение;
- шовная мягкая обивка, два подлокотника (правый откидной);
- электромеханический привод;-
- педаль: джойстик управления креслом / клавиши вода/воздух / кнопка вкл./выкл. воды. Продувка шлангов;
- артикуляционный подголовник;
- кресло рассчитано на вес до 135 кг.

Светильник Fargo:

- закрытый, два уровня освещения;
- автоматическое включение;
- внутреннее охлаждение;
- держатель для монитора.

Стул врача под цвет установки

Стул ассистента под цвет установки