

Стоматологическая установка Azimut 300A

ИМ-7.105986/2301

нижняя подача инструментов, инструментов 4 шт., гидроблок поворотный, светодиодный светильник, грузоподъемность 135 кг

Foshan Joinchamp Medical Device Co. Ltd., Китай



Характеристики

Подача инструментов	нижняя
Количество инструментов	4 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный
Максимальная грузоподъемность	135 кг
Модуль для подключения	пятого инструмента
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да
Плевательница	поворотная на 180°, из искусственной керамики
Автоматическое наполнение водой стакана пациента и омыва плевательницы	Да
Автономная подача воды	Да
Бойлер для подогрева воды	Да
Подогрев воды в стакане пациента	Да
Установка дополнительного инструмента	Да
Память положения кресла	Да
Подлокотники	Да

Управление в блоке ассистента	рассчитан на 4 инструмента, оборудован: водо-воздушным пистолетом для ассистента / слюноотсосом эжекторного типа / пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл. / панель управления: 7 кнопок
Управление в блоке врача	негатоскоп / манометр рабочего давления / программирование кресла на 3 положения /вкл./выкл. светильника и бойлера / смыв гигиенической раковины / наполнение стакана / положение для полоскания
Управление креслом	память на 3 положения кресла / шовная мягкая обивка, подлокотники / электромеханический привод / клавиши вода/воздух / кнопка вкл./выкл. воды / продувка шлангов / артикуляционный подголовник имеет кнопку вкл./выкл. / система антиспид
Управление в гидроблоке	бойлером / системой подачи чистой воды на наконечники с подогревом / редуктором входящего давления / системой сброса конденсата.