

Устройство для дренирования ран МИМ

ИМ-7.109165/2509

универсальное, активное дренирование, ёмкость 250
мл / 500 мл, ёмкость 250 / 500 мл

МИМ ООО, Россия



Характеристики

Область применения	универсальное
Тип дренирования	активное
Ёмкость	250 мл / 500 мл
Ёмкость	250 / 500 мл

Описание

Устройство для дренирования ран МИМ предназначено для активного дренирования ран за счёт эффекта вакуума, который создается путем присоединения узла дренирования к сжатому гофрированному баллону. Оборудование обеспечивает постоянный отток биологических жидкостей, способствуя быстрому заживлению раневых поверхностей.

Ключевые преимущества:

- Наличие невозвратного клапана на внутренней стороне пробки баллона предотвращает случайное попадание биологической жидкости обратно в дренажную трубку.
- Обеспечивает полную герметичность и закрытость системы от контакта с внешней средой даже при отсоединении пробки от баллона.
- Пробка оснащена специальным воздушным клапаном для повышения удобства работы медицинского персонала.
- Изделие стерильно, апирогенно и нетоксично.
- Индивидуальная герметичная упаковка гарантирует сохранность качественных характеристик в течение 5 лет.

Стандартная комплектация устройства

Ёмкость баллона	Длина трубок	Наружный диаметр трубок
250 мл	380 мм / 500 мм	5.5 мм
500 мл	380 мм / 500 мм 700 мм	5.5 мм 11.0 мм