

Устройство обогрева новорожденного УОН-04

ИМ-7.105147 до 02.12.2021

лампа, для новорожденных, гипотермия в палатах интенсивной терапии, освещенность 500 лк, подогрев 35-37 °С, время работы 4 суток, регулирование по высоте 1560-1800 мм



Концерн Аксион ООО, Россия

Характеристики

Вид	лампа
Назначение	для новорожденных
Период гипотермии	гипотермия в палатах интенсивной терапии
Освещенность на уровне пациента	500 лк
Подогрев	35-37 °С
Шаг изменения температуры	0.1 °С
Напряжение питания блока управления	220 В
Время непрерывной работы	4 суток
Регулирование по высоте	1560-1800 мм
Общие размеры	650×900×1800 мм

Дополнительные характеристики

Устройство обогрева УОН-04 Аксион предназначено для создания благоприятных условий содержания новорожденного с помощью инфракрасных лучей.

Устройство УОН-04 используется в палатах интенсивной терапии родильных домов и детских больниц. УОН-04 имеет регулировку высоты для удобства медицинского персонала при проведении ежедневных процедур с новорожденным.

Особенности и преимущества Устройства УОН-04 Аксион:

- возможность регулировки высоты 230-240 мм для установки оптимального расстояния до пациента;
- наличие 4-х колес, два из которых с тормозами для удобства перемещения и установки устройства;
- возможность работы в автоматическом режиме;
- наличие кожного датчика температуры для поддержания температуры на коже пациента в пределах $\pm 1^{\circ}\text{C}$;
- наличие световой и звуковой сигнализации для обеспечения максимальной безопасности новорожденного;
- наличие 2-х осветительных ламп, позволяющих оценить состояние пациента в темное время суток, не включая общего освещения.