

Увлажнитель кислорода Behringer Elite

ИМ-7.110070 до 27.05.2026

увлажнитель, одинарный, поток 0-15 л/мин, ёмкость 300 мл

Behringer S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	одинарный
Скорость потока	0-15 л/мин
Ёмкость	300 мл

Описание

Увлажнитель кислорода Behringer Elite состоит из флоуметра (расходомера) с регулируемой скоростью потока, увлажняющей ёмкости и встроенного коммутатора для кислорода. Оснащён переключателем для выбора требуемого потока кислорода: сухой поток из шланга либо влажный через встроенный увлажнитель воздуха. Подключается к выпускному отверстию для медицинского газа через штекер соответствующего стандарта.

Поток кислорода: 0-15 л/мин.

Давление: 4.5 бар.

Нормативы

NF S 90-116 | EN ISO 14971:2012 | UNI 9507:2004 | UNI EN ISO 15002:2008 | DIN 13260-2 | EN ISO 15001:2012 | SS 8752430:2017

Модификации

Артикул	Газ	Внутреннее соединение	Внешнее соединение
HF157	Кислород	G 1/4" M	Под шланг Ø 6 мм
HF158	Кислород	UNI 9507	Под шланг Ø 6 мм
HF159	Кислород	AFNOR NF S 90-116	Под шланг Ø 6 мм
HF160	Кислород	DIN 13260-2	Под шланг Ø 6 мм
HF161	Кислород	BS 5682	Под шланг Ø 6 мм