

Увлажнитель кислорода Искамедтех УВПК-ИМТ-01-МН

ИМ-7.100369/2312

одинарный, поток 0-15 / 0-30 л/мин, ёмкость 250 мл, с модулем нагрева

Искамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	одинарный
Скорость потока	0-15 / 0-30 л/мин
Ёмкость	250 мл
Модуль нагрева	Да

Дополнительные характеристики

Увлажнитель кислорода Искамедтех УВПК-ИМТ-01-МН – увлажнитель с модулем нагрева и поддержания температуры воды в ёмкости. Предназначен для увлажнения, нормализации температуры (подогрева) и подачи кислорода от магистральных линий снабжения к пациенту.

Особенности

- Диапазон регулировки потока: 0-15 л/мин, 0-30 л/мин.
- Автоклавируемые ёмкости увлажнения – 250 мл.
- Относительная влажность на выходе не менее 90% при установленной температуре нагрева 42°C.
- Диапазон задаваемых температур подогрева корпуса: 35-42°C (шаг 1°C).
- Взрослый и детский режимы работы.

Увлажняющая ёмкость изготовлена из прозрачного небьющегося материала, имеет пузырьковый диффузор.

Состав:

- поплавковый регулятор потока со штекером (DIN 13260-2);
- ёмкость;
- модуль нагрева и поддержания температуры воды в ёмкости.