

Увлажнитель кислорода Искамедтех УВПК-ИМТ-01 сдвоенный

ИМ-7.100369/1903 до 28.03.2024

увлажнитель, сдвоенный, поток 0-15 л/мин + 0-30 л/мин, ёмкость 190 / 250 мл

Искамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	сдвоенный
Скорость потока	0-15 л/мин + 0-30 л/мин
Ёмкость	190 / 250 мл

Описание

Увлажнитель кислорода Искамедтех УВПК-ИМТ-01 сдвоенный предназначен для увлажнения и подачи кислорода от магистральных линий снабжения к пациенту.

Основные характеристики

- Относительная влажность на выходе не менее 70%.
- Диапазон регулировки потока: 0-15 л/мин, 0-30 л/мин.
- Автоклавируемые ёмкости увлажнения: 190 мл, 250 мл.

Увлажняющая ёмкость изготовлена из прозрачного небьющегося материала, имеет пузырьковый диффузор.

С поплавковым регулятором потока штекерного типа – устанавливается непосредственно в разъем кислорода. Опционально поставляются с цифровыми ротаметрами.

В составе: регуляторы потока со штекером, автоклавируемые ёмкости.