

УЗИ аппарат Focus & Fusion Danus 10

ИМ-7.115636

стационарный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 21.5"

Focus & Fusion Healthcare, Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	21.5"

Описание

Danus 10 – цветная доплеровская ультразвуковая диагностическая система для клинической ультразвуковой диагностики. Благодаря компактному дизайну Danus 10 можно сложить до высоты минимум 80 см и легко транспортировать.

Технологическая платформа Hi4 Harmony Imaging BF4:

- прием и передача 4 наборов отраженных сигналов одновременно обеспечивает быстрое и точное формирование изображения
- оптимальная фокусировка пикселей и их равномерное распределение по всей картинке
- аппарат хорошо справляется с фактором диагностики в движении (важно в кардиологии и других отраслях медицины)

Особенности:

- ☐ Усиленная платформа обработки изображений SNS+.
- ☐ Технология многолучевого сканирования.
- ☐ 4 наклонных порта для подключения датчиков.
- ☐ Монитор LCD Full HD с диагональю 21.5" на подвижном кронштейне типа «рука».
- ☐ Сенсорная панель с экраном на 13.3" и клавишная панель с функцией подсветки кнопок. Возможность подъема и вращения панели.
- ☐ Встроенная звуковая колонка.
- ☐ Поддержка 8 языков (включая русский).
- ☐ Жесткие диски: SSD 128 ГБ для системы, HDD 1 ТБ для хранения данных.

- ☐ Функция быстрого сохранения.
- ☐ Устойчивое колесное основание с независимой системой фиксации 4 колес, 6 держателей датчиков по бокам корпуса, отделение для размещения принтера.

Дополнительные модули и аксессуары:

- модуль 3D/4D
- подогреватель геля
- аккумулятор для автономной работы
- адаптер беспроводной связи TL-WDN5200 2.0 Drive free version
- DVD-привод с функциями чтения и записи
- чехол для защиты от пыли