

УЗИ аппарат Mindray Consona N6

ИМ-7.115531

стационарный, класс средний, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 21.5"

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	средний
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	21.5"
Размеры	840×513×994 мм
Вес	65 кг

Описание

Mindray Consona N6 – диагностический ультразвуковой аппарат среднего класса на платформе ZST

Платформа ZST для построения изображений

ZST обеспечивает преобразование традиционного построения изображения в зонное, на основе данных ячейки памяти. Это обеспечивает высокое качество изображения для множества клинических решений.

Монитор: 21.5" Full HD

Сенсорный экран: 13.3" Full HD

Особенности:

- Регулируемый угол обзора монитора.
- Место для хранения.
- Вращающаяся панель управления.
- Конструкция с пониженным уровнем шума.
- Панель с защитой от воды и пыли.
- Встроенный аккумулятор.

Модификации Consona N6

□ Решения для общей радиологии

iTouch □ Динамическая оптимизация изображений в режиме реального времени.

Smart Calc: Автоматический инструмент трассировки, измерения и расчета.

Smart Bladder: Автоматическое измерение объема мочевого пузыря.

Smart HRI: Автоматическое определение гепаторенального индекса для оценки степени стеатоза печени.

HD Scope: Улучшение разрешения в ОИ для облегчения оценки.

NTE: Отображение жесткости ОИ с количественной оценкой «Shell».

□ Решения для женского здоровья

Smart Face: Автоматическое удаление артефактов с лица плода одним кликом.

Smart OB: Автоматическое измерение основных фетометрических параметров.

Glazing Flow: Улучшение трехмерного представления кровотока плода.

□ Решения для обследования сердечно-сосудистой системы

AutoEF: Автоматическое измерение фракции выброса по кадрам диастолы / систолы.

TDI: Тканевой доплеровское картирование для оценки сокращения миокарда.

RIMT: Измерение IMT в режиме реального времени на основе радиочастотных данных.