

УЗИ аппарат SonoScape E3

ИМ-7.110960 до 30.11.2026

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 15.6", частота 1-16 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	15.6"
Частота	1-16 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб
Размеры	378×352×114 мм
Вес	6.5 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В, М, В/М, В/В, 4В, тканевая гармоника, пульсовая инверсная гармоника, навигация биопсийной иглы (биопсийные направляющие), режим улучшенной визуализации (подсветки) биопсийной иглы.
- технология подавления спекл-шума MicroScan;
- изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра;
- цветной, энергетический, направленный энергетический, направленный энергетический с высоким пространственным разрешением, импульсно-волновой, постоянно-волновой доплер, тканевой доплер;
- дуплексный, триплексный режимы;
- анатомический М-режим, Цветной М-режим, панорамное сканирование;
- трапецеидальное сканирование на линейных датчиках.

Описание

УЗИ аппарат SonoScape E3 – портативный цветной ультразвуковой диагностический сканер. Точный режим В и чувствительный цветовой сигнал дают четкие, детализированные изображения для повышения диагностической уверенности.

Преимущества:

- ☐ Широкий спектр датчиков: линейные, конвексные, микроконвексные, фазированные и внутрисполостные.
- ☐ Динамическая мультилучевая визуализация, компаундинг, тканеспецифичная визуализация, μ Scan.
- ☐ Клавиатура с подсветкой и интеллектуальная панель управления.
- ☐ Длительный срок службы аккумулятора до 90 мин.
- ☐ Wi-Fi, Bluetooth, DICOM, жесткий диск 500 Гб и управление данными пациента.
- ☐ Удобный рюкзак-чемодан с колесами.