

УЗИ аппарат SonoScape P10

ИМ-7.110960 до 30.11.2026

класс высокий, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 21.5", ОС DICOM

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	21.5"
Операционная система	DICOM
Размеры	751×1350×518 мм
Вес	60.4 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	В-режим
	Color Flow изображения
	◦ CFM
	◦ PDI
	◦ TDI
	М-режим
	Спектральные доплеровские изображения
	◦ PW
	◦ CW
	Триплекс-режим
	◦ B + CFM / PDI / TDI + PW
	◦ B + CFM / PDI + CW

УЗИ-датчики

3С-А – для диагностики брюшной полости, гинекологических осмотров, в акушерстве, урологических исследований и для взятия биопсии.
L741 – для диагностики сосудов, молочной железы, щитовидной железы и других мелких деталей, скелетно-мышечной системы.
3Р-А – для кардиологических исследований и детей, для диагностики у пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.
6V1 – для диагностики в гинекологии, урологии, предстательной железы.

Описание

УЗИ аппарат SonoScape P10 – многофункциональная ультразвуковая система с полностью программируемой архитектурой, с оптимальной точностью и стабильностью работы, высоким качеством изображений, богатой конфигурацией датчиков, различными клиническими инструментами и программным обеспечением автоматического анализа.

Преимущества:

- ☐ 21,5-дюймовый LED монитор высокой четкости.
- ☐ 13,3-дюймовая сенсорная панель с быстрым временем отклика.
- ☐ 4 активных порта + 1 парковочный порт.
- ☐ Регулируемая по высоте и горизонтали панель управления.
- ☐ Профессиональные функции: SR Flow, Vis-Needle, Панорамное сканирование, Widescan.
- ☐ Встроенный аккумулятор большой ёмкости.
- ☐ DICOM, Wi-Fi, Bluetooth.