

УЗИ аппарат SonoScape X3

ИМ-7.110960 до 30.11.2026

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 15.6", частота 1-16 МГц, ОС DICOM

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	15.6"
Частота	1-16 МГц
Операционная система	DICOM
Вес	4.5 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	В, М, В/М, В/В, 4В, Тканевая гармоника Режимы: дуплексный и триплексный Цветной доплер Импульсно-волновой доплер Постоянно-волновой доплер Энергетический доплер Направленный энергетический доплер Технология подавления спекл-шума MicroScan На линейных датчиках трапецеидальное сканирование
---------------------	--

Описание

УЗИ аппарат SonoScape X3 – портативный цветной ультразвуковой диагностический сканер. Точный режим В и чувствительный цветовой сигнал дают четкие, детализированные изображения для повышения диагностической уверенности.

Преимущества:

- 15,6-дюймовый монитор высокого разрешения.

- Угол наклона монитора 180°.
- Мульти-луч, μ -Scan, Компаундинг и тканевая инверсная гармоника.
- Широкий спектр датчиков: линейные, конвексные, микроконвексные, фазированные и внутрисполостные.
- Разветвитель с 3 портами для датчиков.
- Удобный рюкзак-чемодан с колесами.
- Беспроводное соединение Bluetooth и Wi-Fi.