

Весы для новорожденных Зенит-БелОМО ВМ-20

ИМ-7.5186/1901 до 24.01.2024

электронные весы, для новорожденных, настольные, максимальный вес 20 кг, дискретность 1 г, без ростомера, размер платформы: 570x400 мм, масса 8.5 кг



Зенит-БелОМО ОАО, Беларусь

Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	1 г
Допустимая погрешность	10 г
Ростомер	без ростомера
Размер платформы	570x400 мм
Габариты	570×400×240 мм
Вес	8.5 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские электронные ВМ-20 для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 2-х лет.

Особенности весов Зенит БелОМО ВМ-20:

- высокая чувствительность, точность и скорость взвешивания;
- автоматическое запоминание веса ребенка;
- функция тарирования;
- оригинальная платформа обеспечивает ребенку комфортное положение;
- напряжение 220 В, частота 50 Гц.