

Видеоэндоскопическая система Mindray HyPixel U1

ИМ-7.114853

видеоэндоскопическая система, камера Ultra HD,
лампа светодиодная

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Вид	видеоэндоскопическая система
Тип камеры	Ultra HD
Тип лампы	светодиодная
Средний срок службы лампы	60000 ч

Дополнительные характеристики

Mindray HyPixel U1 – эндоскопическая видеосистема с разрешением 4K (3840×2160 px) и монитором 55".

Разрешение: 4K Ultra HD (3840×2160 px)

Глубина резкости: 3-200 мм

Основные компоненты системы HyPixel U1:

1. Эндоскопическая видеосистема Mindray U1
2. Эндоскопический источник света Mindray HB300L
3. Инсуффлятор Mindray HS-50F
4. Жесткий эндоскоп
5. Медицинский монитор 4K (55" или 31" монитор на выбор)

- Система включает 55-дюймовый или 31-дюймовый монитор и видеосистему
- Держатель камеры в сочетании с крючком для кабеля обеспечивают удобство размещения и хранения
- 7-дюймовая сенсорная панель обеспечивает доступ к основным функциям
- Запись на встроенный USB-накопитель, видео сохраняется в разрешении Full HD