

Видеокольпоскоп Vidan 2

ИМ-7.105162 до 03.04.2022

цифровой видеокольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 250 / 300 мм, 15х, с фильтром

Schmitz u. Sohne GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	5000 Лк
Рабочее расстояние	250 / 300 мм
Увеличение	15х
Фильтр	Да

Описание

Видеокольпоскоп Vidan 2 с 21.5-дюймовым монитором на свободно регулируемом поворотном кронштейне, с позиции пациента установлен справа, со светодиодным освещением.

Характеристики Vidan 2:

- Кронштейн для монитора по стандарту с позиции пациента в левостороннем исполнении.
- Монитор наклоняемый и вращающийся.
- Видеокольпоскоп с поворотным кронштейном покрыт лаком - цвет RAL 9006 белый алюминий, кронштейн для монитора цвета кресла, монитор антрацитово-серый.
- С дополнительной клавишей запоминания изображения / видео на ножном управлении.
- С выходом сети и входом цифрового видеоинтерфейса, например, для ультразвукового прибора.
- Возможно соединение с определенными врачебными информационно-справочными системами.