

Видеоларингоскоп HugeMed VL3D

ИМ-7.117115

набор, тип видеоларингоскоп, многоразовый,
Macintosh / Miller, питание аккумуляторное

Shenzhen HugeMed Medical Technical Development,
Китай



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	видеоларингоскоп
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
------------	--------------------

Видеоларингоскоп

Питание	аккумуляторное
---------	----------------

Дополнительные характеристики

Портативный видеоларингоскоп HugeMed VL3D – профессиональная система для визуализации дыхательных путей, разработанная для обеспечения точности и безопасности при проведении интубации любой сложности. Прибор оснащен камерой высокого разрешения и интеллектуальной системой освещения, что позволяет получать детализированное изображение в реальном времени, минимизируя риск повреждения тканей пациента.

Ключевые преимущества и технологии:

- **Профессиональная визуализация** – видеокамера обеспечивает четкую передачу изображения на дисплей, позволяя врачу детально контролировать положение эндотрахеальной трубки.
- **Система антизапотевания** – встроенный нагревательный элемент на дистальном конце стержня камеры предотвращает конденсацию влаги на линзе объектива, сохраняя видимость во влажной среде дыхательных путей.
- **Многоразовые клинки** – модель VL3D специально разработана для использования со стерилизуемыми клинками многократного применения из нержавеющей стали или высокопрочного пластика.

- **Запись и хранение данных** – устройство поддерживает мгновенную фотосъемку в формате .JPG и запись видео в формате .MP4 с автоматическим сохранением на встроенную SD-карту.
- **Внешние интерфейсы** – наличие HDMI-порта позволяет транслировать изображение на внешний медицинский монитор для совместного обзора или обучения персонала.
- **Автономная работа** – перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 2 часов непрерывного использования прибора.

Технические характеристики

Тип монитора	Цветной ЖК-дисплей
Источник питания	Литий-ионная батарея
Время работы от аккумулятора	около 2 часов
Время полной зарядки	8 часов
Формат фото / видео	.JPG / .MP4
Разъемы подключения	mini-USB (зарядка) HDMI (видеовыход)

Совместимость с клинками:

Система VL3D совместима с полным набором многоцветных клинков HugeMed, обеспечивающих широкий выбор для пациентов различных возрастов и анатомических особенностей:

- **Клиники MAC:** №1, №2, №3, №4, №5;
- **Клиники MILLER:** №00, №0, №1, №2, №3, №4;
- **Клиники CMAC (для трудной интубации):** №3, №4, №5.