

Видеоларингоскоп HugeMed VL3R

ИМ-7.117115

набор, тип видеоларингоскоп, многоразовый,
Macintosh / Miller, питание аккумуляторное

Shenzhen HugeMed Medical Technical Development,
Китай



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	видеоларингоскоп
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
------------	--------------------

Видеоларингоскоп

Питание	аккумуляторное
---------	----------------

Дополнительные характеристики

Портативный видеоларингоскоп HugeMed VL3R – система для визуализации дыхательных путей, разработанная для обеспечения безопасности и точности при проведении стандартной и сложной интубации трахеи. Прибор сочетает в себе эргономичный дизайн, профессиональную систему освещения и камеру высокого разрешения, что позволяет минимизировать риск травматизации пациента и сократить время манипуляции.

Ключевые преимущества и функциональные возможности

- **Высокое качество визуализации** – камера с широким углом обзора передает четкое изображение на дисплей в режиме реального времени, обеспечивая врачу детальный обзор голосовых связок.
- **Технология антизапотевания** – встроенный нагревательный элемент в дистальной части клинка предотвращает конденсацию влаги на линзе объектива, сохраняя видимость даже в сложных условиях дыхательных путей.
- **Мультимедийная фиксация** – прибор позволяет делать мгновенные снимки в формате .JPG и записывать видео в формате .MP4 с автоматическим сохранением на встроенную SD-карту для

последующего анализа или обучения.

- **Автономия и надежность** – перезаряжаемая литий-ионная батарея обеспечивает до 2 часов непрерывной работы. Наличие индикатора заряда и системы оповещения о низком уровне энергии позволяет своевременно подготовить прибор к работе.
- **Эргономика и простота управления** – легкая рукоятка и интуитивно понятное кнопочное управление позволяют управлять процессом съемки и записи одной рукой.

Технические характеристики

Тип дисплея	Цветной ЖК-монитор
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор
Время автономной работы	2 часа (в среднем)
Время полной зарядки	8 часов
Формат фотоизображений	.JPG
Формат видеозаписи	.MP4
Интерфейс подключения	mini-USB
Носитель информации	SD-карта

Совместимость с клинками

Система HugeMed VL3R совместима с широким спектром одноразовых клинков, что исключает риск перекрестного заражения и снижает затраты на дезинфекцию:

- Клинки типа **MAC**: 1, 2, 3-1, 4, 5
- Клинки типа **MILLER**: 0, 00
- Специализированные клинки **CMAC**: 3, 4, 5