

Оттисковые массы Express XT Ultra-Light Body

ИМ-7.105354 до 02.06.2022

корректирующая масса, мостовидные конструкции /
штифтовые культевые вкладки, застывание 5 мин,
объем 50 мл

3M Deutschland GmbH, Германия



Характеристики

Тип	корректирующая масса
Применение	мостовидные конструкции / штифтовые культевые вкладки
Время застывания	5 мин
Объем	50 мл
Комплектация	- 2 картриджа по 50 мл; - 20 желтых смесительных насадок Garant; - инструкция по применению.

Дополнительные характеристики

Назначение:

- непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц);
- протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более);
- штифтовые культевые вкладки;

Преимущества:

- оптимальный баланс клинически важных свойств;
- тиксотропность;
- повышенная гидрофильность и превосходная текучесть;
- эластичность в сочетании с очень высокой прочностью на разрыв – для извлечения оттиска без отрывов и оттяжек материала;
- почти 100% восстановление формы после растяжения, что практически исключает риск искажения оттиска;
- высокая пространственная стабильность;
- благодаря отсутствию усадки модель можно многократно отливать в любой момент в течение 2 недель;
- удобно и легко замешивается и дозируется с помощью пистолета-диспенсера Garant.