


Винт костный блокируемый самонарезной Ti 2.4x

ИМ-7.105464 до 05.07.2022

блокируемый, самонарезной, резьба полная, диаметр резьбы 2.4 мм, длина 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 мм, размер сверла 1.8 мм, диаметр винта 1.7 мм, диаметр головки 3.5 мм, размер шестигранника 2.0 мм

MEDIN a.s., Чехия



Характеристики

Тип	блокируемый
Самонарезной	Да
Материал	титан
Длина резьбы	полная
Диаметр резьбы	2.4 мм
Длина	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 мм
Размер сверла	1.8 мм
Диаметр винта	1.7 мм
Диаметр головки	3.5 мм
Размер шестигранника	2.0 мм