


Винт спонгиозной, тип 1, L2 =32 мм

ИМ-7.4738/2205

спонгиозный, резьба неполная 32 мм, диаметр резьбы 4.0 мм, длина 32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 / 110 мм, диаметр головки 6 мм

Медбиотех НП ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	СПОНГИОЗНЫЙ
Материал	титан
Длина резьбы	неполная 32 мм
Диаметр резьбы	4.0 мм
Длина	32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 / 110 мм
Диаметр головки	6 мм