


Винт спонгиозной, тип 2, тип 2К, L2 =16 мм

ИМ-7.4738/2205

спонгиозный, резьба неполная 16 мм, диаметр резьбы 6.5 мм, длина 32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 / 110 мм, диаметр головки 8 мм

Медбиотех НП ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	СПОНГИОЗНЫЙ
Материал	титан
Длина резьбы	неполная 16 мм
Диаметр резьбы	6.5 мм
Длина	32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 / 110 мм
Диаметр головки	8 мм