

Винты кортикальные диаметр 4,5 мм, длины от 14 мм до 74 мм
через 2 мм и длины от 80 мм до 110 мм через 5 мм

ИМ-7.112127 до 21.06.2027

кортикальный, резьба полная, диаметр резьбы 4.5 мм,
длина 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36
/ 38 / 40 / 42 / 44 / 45 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 /
62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105
/ 110 мм, диаметр головки 8.0 мм



ПТО МЕДТЕХНИКА ООО г. Казань, Россия

Характеристики

Тип	кортикальный
Материал	титан
Длина резьбы	полная
Диаметр резьбы	4.5 мм
Длина	14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 45 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 / 110 мм
Диаметр головки	8.0 мм
Диаметр отверстия под резьбу	3.2 мм