

Винты маллеолярные диаметр 4,5 мм, длины от 20 мм до 110 мм
через 5 мм

ИМ-7.112127 до 21.06.2027

маллеолярный, резьба неполная, длина 20 / 25 / 30 /
35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 /
105 / 110 мм, диаметр головки 8.0 мм

ПТО МЕДТЕХНИКА ООО г. Казань, Россия



Характеристики

Тип	маллеолярный
Материал	титан
Длина резьбы	неполная
Длина	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 105 / 110 мм
Диаметр головки	8.0 мм
Диаметр отверстия под резьбу	3.2 мм