

Винты спонгиозные диаметр 4,0 мм, резьба полная, длины от 14мм до 32 мм через 2 мм и длины от 35 мм до 60 мм через 5 мм

ИМ-7.112127 до 21.06.2027

спонгиозный, резьба полная, диаметр резьбы 4.0 мм,
длина 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40
/ 45 / 50 / 55 / 60 мм, диаметр головки 6.0 мм



ПТО МЕДТЕХНИКА ООО г. Казань, Россия

Характеристики

Тип	СПОНГИОЗНЫЙ
Материал	титан
Длина резьбы	полная
Диаметр резьбы	4.0 мм
Длина	14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 мм
Диаметр головки	6.0 мм
Диаметр отверстия под резьбу	2.1 мм