

Визуализатор вен VeinViewer Flex

переносной

Christie Medical, США



Характеристики

Исполнение переносной

Описание

VeinViewer Flex – это неинвазивное электрооптическое визуальное вспомогательное устройство, предназначенное для обнаружения поверхностной крови под кожей и проецирования изображения рисунка крови на поверхность кожи новорожденных, детей и взрослых пациентов.

Область применения: больницы, медицинские центры, амбулаторные клиники, лаборатории, центры неотложной помощи, онкологические клиники, реабилитационные клиники, дома престарелых.

Особенности VeinViewer Flex:

- Изображение широкого размера, полезное для всех пациентов.
- Четкое изображение для просмотра тонких, мелких вен (полезно в педиатрии, онкологии, гериатрии).
- Инверсивное изображение (полезно для более темных тонов кожи).
- Окно изображения можно просматривать в 3 различных размерах. Выберите меньший размер для небольших вен, чтобы сосредоточиться на конкретной вене.
- Высокая точность определения ширины вены с достоверностью до +/- 0.06 мм.
- Увеличивает яркость изображения на 40%, что важно, когда условия освещения не идеальны.
- В комплект поставки входят аксессуары, позволяющие прикреплять Flex к твердой поверхности, обеспечивая работу без помощи рук.

Технические характеристики VeinViewer Flex

Яркость	5 люмен
Фокусное расстояние	30 см
Питание	2 литий-ионных аккумуляторных батареи время работы - около 2 часов
Вес	0.7 кг