

Визуализатор вен Витязь ВВ-01

ИМ-7.109194/2510

переносной

Витязь ОАО, Беларусь



Характеристики

Исполнение

переносной

Описание

Визуализатор вен ВВ-01 – это портативный бесконтактный медицинский аппарат, предназначенный для поиска и визуализации периферических вен при проведении венепункций у пациентов со сложным венозным доступом. Устройство облегчает работу медицинского персонала, позволяя быстро и точно определить местоположение сосудов, их направление и разветвление, что минимизирует травматизацию тканей и повышает комфорт пациента при проведении инъекций, забора крови или установки катетеров.

Область применения: стационарные и амбулаторные лечебно-профилактические учреждения, отделения скорой медицинской помощи, а также использование медицинскими работниками на дому у пациента.

Ключевые преимущества и особенности визуализатора вен ВВ-01:

- **Высокая эффективность визуализации:** благодаря использованию 25 мощных светодиодов аппарат формирует четкую зону свечения, позволяя легко обнаруживать вены у различных категорий пациентов: детей, пожилых людей, пациентов с избыточным весом или темным оттенком кожи.
- **Плавная регулировка яркости:** встроенный линейный регулятор позволяет изменять интенсивность светового потока в зависимости от условий внешнего освещения и индивидуальных особенностей кожных покровов пациента.
- **Эргономичность и портативность:** малогабаритный прибор в ударопрочном корпусе удобно лежит в руке, а автономное питание обеспечивает мобильность специалиста.
- **Безопасность:** использование «холодного» светодиодного излучения исключает риск ожогов и дискомфорта.
- **Простота эксплуатации:** интуитивно понятное управление с помощью двух кнопок и регулятора яркости позволяет приступить к работе без длительного обучения.

Технические характеристики

Тип излучателя	Светодиоды (25 шт.)
Величина светового потока (макс.)	не менее 70 лм
Величина светового потока (мин.)	не более 5 лм
Регулировка освещенности	Линейная (плавная)
Питание	2 элемента типа АА (1.5 В / 1.2 В)
Максимальный ток потребления	850 мА
Габаритные размеры (Д×В×Ш)	116×26×70 мм
Масса (без элементов питания)	не более 75 г

Комплект поставки:

1. Аппарат ВВ-01 – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Потребительская упаковка – 1 шт.