


Пластина плечевая Medin дистальная внесуставная

ИМ-7.105464 до 05.07.2022

плечевая, титан, толщина 3.5 мм, длина 92 / 116 / 140 / 164 / 188 мм, отверстий 2 / 4 / 6 / 8 / 10 шт.

MEDIN a.s., Чехия



Характеристики

Тип	плечевая
Материал	титан
Толщина	3.5 мм
Длина	92 / 116 / 140 / 164 / 188 мм
Количество отверстий	2 / 4 / 6 / 8 / 10 шт.