

Водный манометр Flow Meter VA-VD

ИМ-7.117317

регулятор вакуума, вакуум до -40 / -70 см H₂O

Flow Meter, Италия



Характеристики

Тип	регулятор вакуума
Вакуум	-40 / -70 см H ₂ O

Описание

Водные манометры серий VA и VD используются для точной настройки величины вакуума в аспирации при вмешательствах по дренированию желудка и грудной клетки.

Структура

Приборы состоят в основном из головки, изготовленной из анодированного алюминия, в которой находится игольчатый клапан для регулировки силы отсоса, а первичная поликарбонатная трубка, содержащая воду, выполняет функцию измерения и калибровки. Внутри трубки находится градуированный щуп со шкалой до 40 см (VA/600 и VD/600) или до 70 см (VA/1000 и VD/1000), с помощью которого регулируется гидравлический напор, необходимый для обработки.

	VA 600	VD 600	VA 1000	VD 1000
Регулировка	до -40 см H ₂ O		до -70 см H ₂ O	
Всасывание	25 л/мин ± 2 л/мин			
Вакуум на входе	-950 мбар			
Размеры	95×101×710 мм	80×126×710 мм	95×101×1100 мм	80×126×1110 мм
Вес	0.58 кг	0.91 кг	0.75 кг	1.1 кг
Входное соединение	ISO G. 1/4» M	Ø8.5	ISO G. 1/4» M	Ø8.5
Выходное соединение	шланговый соединитель Ø8.0÷9.2 мм			