

Воздуховод медицинский Ассомедика

ИМ-7.104779/2112

материал ПВХ, размер 0000 / 000 / 00 / 0 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06, длина 10-150 мм, стерильный

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Материал	ПВХ
Размер	0000 / 000 / 00 / 0 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06
Длина	10-150 мм
Стерильность	Да

Дополнительные характеристики

Воздуховоды медицинские Ассомедика предназначены для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий, общего наркоза и для пациентов в бессознательном состоянии, а также могут применяться как соединители для кислородной и аэрозольной увлажняющей терапии.

Размеры: 0000-06 (цветовая маркировка для определения размера)

Материал: медицинский ПВХ, не содержит фталатов.

Описание

Воздуховод медицинский однократного применения состоит из изогнутой полый трубки (овального сечения, сплюсненной в переднезаднем направлении), анатомическая форма которой повторяет изгиб языка и неба, и ограничительной пластинки, которая препятствует западению воздуховода в рот. Изготовлен из двух совместимых материалов с разными свойствами: внутренний твердый (придает жесткость конструкции) и наружный пластичный (предотвращает повреждение зубов).

- Стерильные, одноразового использования
- В индивидуальной упаковке
- Срок годности – 5 лет с даты производства