

Иммобилизатор головы Spencer Tango Fix

ИМ-7.109404 до 28.01.2026

шина, иммобилизация головы, для детей, цвет жёлтый / чёрный, подкладка, 380×265×180 мм

SPENCER, Италия



Характеристики

Тип	шина
Иммобилизация	головы
Для детей	Да
Состав	
Цвет	жёлтый / чёрный
Подкладка	Да
Размеры	380×265×180 мм
Вес	2.08 кг

Дополнительные характеристики

TANGO FIX (арт. SH00240A) - встроенный иммобилизатор для головы для взрослых пациентов и пациентов-детей. Устройство для иммобилизации головы предназначено для использования со спинальными щитами и носилками Spencer.

Подкладка для комфорта пациента:

- центральная часть основания является съемной для адаптации устройства при использовании с детскими моделями;
- покрытие основания из ПВХ для облегчения очистки;
- регулируемые лобные и подбородочные ремни с мягкими и влагооталкивающими накладками для улучшения иммобилизации;
- легкая трансформация из взрослого иммобилизатора в детский, что позволяет сэкономить время и пространство внутри автомобиля скорой помощи;
- жесткие подушки с мягкой подкладкой для комфорта пациента;
- иммобилизатор для взрослых и детей, имеет большие боковые отверстия для осмотра ушей;
- подушки крепятся к основанию при помощи широких ремешковых поверхностей.

Технические характеристики:

- общий размер: 380×265×180 ± 10 мм;
- размер подушек для детей: 190×70×120 ± 5 мм;

- материал: полиэтилен, нейлон, ТПУ;
- вес основания: 450 ± 10 г;
- вес подушек для детей: 560 ± 10 г;
- вес подушек для взрослых: 1060 ± 20 г;
- общий вес: 2080 ± 30 г.

Запасные части:

- SH00215A - основа для моделей Spencer Contour/Tango Fix;
- SH00219A - ремни для подбородка и головы для взрослых;
- SH00221A - ремни для подбородка и головы для детей.