


Зажим Медин-Урал Москит М234

ИМ-7.108726 до 30.07.2025

тип москит, зажим глазной, прямой, длина 92 мм,
ширина губок 1.4 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	москит
Назначение	глазной
Профиль	прямой
Длина общая	92 мм
Ширина губок	1.4 мм

Дополнительные характеристики

Зажим Москит М234:

- губки прямые с рифлением;
- ширина губок 1.4 мм;
- длина общая 92 мм.