

## Зеркало гортанное Hahnenkratt Laryngeal

ИМ-7.111317 до 18.02.2027

гортанное, диаметр 6 мм / 8 мм / 10 мм / 12 мм / 14 мм  
/ 16 мм / 18 мм / 20 мм / 22 мм / 24 мм / 26 мм / 28 мм /  
30 мм

Е. HAHNENKRATT GmbH, Германия



### Характеристики

---

Тип	гортанное
-----	-----------

### Гортанное зеркало

---

Диаметр	6 мм / 8 мм / 10 мм / 12 мм / 14 мм / 16 мм / 18 мм / 20 мм / 22 мм / 24 мм / 26 мм / 28 мм / 30 мм
---------	---

### Дополнительные характеристики

---

**ЛОР-зеркала Hahnenkratt Laryngeal Mirrors** – родиевые зеркала для ларингологии с удлиненной ручкой. Бывают цельные и разъемные, с шестигранной или круглой ручкой, диаметрами: 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26 мм, 28мм, 30мм.

#### Преимущества:

- превосходное отражение в отношении резкости и контрастности вплоть до мельчайших деталей без каких-либо искажений;
- естественные цвета и яркость изображения;
- высочайший комфорт просмотра;
- простая очистка благодаря антипригарному эффекту специального родиевого покрытия HAHNENKRATT;
- абсолютно устойчиво ко всем видам дезинфекции и стерилизации.

#### Размерность:

артикул H950RX06-H950RX14: К-000, Ø 6 мм – К-2, Ø 14 мм

артикул H750RX16-H750RX30: К-3, Ø 16 мм – К-10, Ø 30 мм

артикул 440: ручка для лор-зеркала

**Комплектация:** 1 шт.