medca+alog

Зеркало гортанное Hahnenkratt Laryngeal

ИМ-7.111317 до 18.02.2027

гортанное, диаметр 6 мм / 8 мм / 10 мм / 12 мм / 14 мм / 16 мм / 18 мм / 20 мм / 22 мм / 24 мм / 26 мм / 28 мм / 30 мм

E. HAHNENKRATT GmbH, Германия



Характеристики

Тип гортанное

Гортанное зеркало

Диаметр

6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm / 24 mm / 26 mm / 28 mm / 30 mm

Дополнительные характеристики

ЛОР-зеркала Hahnenkratt Laryngeal Mirrors – родиевые зеркала для ларингологии с удлиненной ручкой. Бывают цельные и разъёмные, с шестигранной или круглой ручкой, диаметрами: 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26 мм, 28мм, 30мм.

Преимущества:

- превосходное отражение в отношении резкости и контрастности вплоть до мельчайших деталей без какихлибо искажений;
- естественные цвета и яркость изображения;
- высочайший комфорт просмотра;
- простая очистка благодаря антипригарному эффекту специального родиевого покрытия HAHNENKRATT;
- абсолютно устойчиво ко всем видам дезинфекции и стерилизации.

Размерность:

артикул H950RX06-H950RX14: K-000, Ø 6 мм – K-2, Ø 14 мм артикул H750RX16-H750RX30: K-3, Ø 16 мм – K-10, Ø 30 мм артикул 440: ручка для лор-зеркала

Комплектация: 1 шт.