

Зеркало стоматологическое Hahnenkratt MEGAmicro

ИМ-7.111317 до 18.02.2027

зеркало, плоское, диаметр 3 / 5 / 3×6 мм, с ручкой

Е. HAHNENKRATT GmbH, Германия



Характеристики

Вид	зеркало
-----	---------

Зеркало

Тип зеркала	плоское
Диаметр, мм	3 / 5 / 3×6
С ручкой	Да

Дополнительные характеристики

Зеркала RELAX FS Rhodium

RELAX – это идеальное сочетание технологий и эргономики.

Преимущества зеркал с передней отражающей поверхностью в сочетании с облегченной конструкцией из стекловолокна обеспечивают высочайший комфорт для врача и пациента при проведении стоматологических операций.

Преимущества

- Легкий вес – для комфортных стоматологических операций.
- Удобно держать – за счет эргономичного дизайна с выемкой для захвата.
- Не теряет свой внешний вид – качественная стойкая окраска, устойчивость к загрязнениям и кислотам.
- Удобство и комфорт для пациентов – благодаря гладкой отделке.
- Гигиеничность – за счет плоского перехода от поверхности зеркала к корпусу.
- Матовое покрытие – безбликовая поверхность.
- Инструмент автоклавируемый, кислотостойкий и пригоден для термодезинфекции.

Размерность:

артикул 7100: Набор зеркал № 4, плоские, Ø 22 мм (все цвета)

артикул 7110: Набор зеркал № 5, плоские, Ø 24 мм (все цвета)

Комплектация: 10 шт. в уп.