

Зонд урогенитальный Сатурн Ложка Фолькмана

ИМ-7.2747/2107

тип В – ложка Фолькмана

Сатурн ЗАО, Беларусь




Характеристики

Тип В – ложка Фолькмана

Дополнительные характеристики

Инструмент гинекологический: ложка Фолькмана (кат. № 022) – зонд урогенитальный тип В – одноразовый инструмент для взятия материала с поверхности слизистых. Состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера.



Применение: позволяет одновременно выполнить взятие материала с поверхности шейки матки или из цервикального и мочеиспускательного канала. При необходимости ложкой Фолькмана можно выполнить соскоб.

Стерилизация газовая.