

## Зонд желобоватый Nora AL 020

ИМ-7.107461 до 22.04.2024

зонд желобоватый / пуговчатый, профиль прямой,  
длина 115 / 130 / 145 / 160 / 180 мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



11,5 cm/4 1/2"	AL 020/11
13,0 cm/5"	AL 020/13
14,5 cm/5 3/4"	AL 020/14
16,0 cm/6 1/4"	AL 020/16
18,0 cm/7"	AL 020/18