

Зонд желудочный Vygon 1340.06 - 1340.12

ИМ-7.103766/1612 до 01.02.2021

зонд желудочный, двухпоточный, материал полиуретан, по Шарьеру 06 СН / 08 СН / 10 СН / 12 СН, длина зонда 600 мм / 900 мм / 1200 мм, с градуировкой, с рентгеноконтрастом

Vygon S.A., Франция



Характеристики

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Вид | желудочный |
| Двухпоточный | Да |
| Материал | полиуретан |
| Обозначение по Шарьеру | 06 СН / 08 СН / 10 СН / 12 СН |
| Длина зонда | 600 мм / 900 мм / 1200 мм |
| Отверстия | 6 / 10 шт. |
| Градуировка | Да |
| С рентгеноконтрастом | Да |

Дополнительные характеристики

Двухпоточный желудочный зонд используется для предотвращения аккумуляции желудочного сока и воздуха, позволяет проводить декомпрессию желудка с одновременной аспирацией без травмирования слизистой оболочки желудка. Биконический адаптер предусмотрен на дистальном участке основного канала, чтобы увеличить выбор возможных соединений.