

Зонд зубной изогнутый МИЗ Можайский ЗЗ-ММИЗ

ИМ-7.105309 до 02.07.2022

зонд, длина 148 мм, изогнутый

Можайский МИЗ ОАО, Россия



Характеристики

Вид	зонд
Длина инструмента	148 мм
Форма ручки инструмента	круглая

Зонд

Тип зонда	изогнутый
-----------	-----------

Дополнительные характеристики

Зонд зубной изогнутый МИЗ Можайский ЗЗ-ММИЗ - зонд с ручкой из нержавеющей стали, используется в стоматологической практике для осмотра зуба и обнаружения различных его дефектов: кариозных полостей, размягченного дентина и т.п., а также для поиска входов в каналы.