

Зонд зубной серповидный МИЗ Можайский 33-ММИЗ

ИМ-7.105309 до 02.07.2022

зонд, длина 155 мм, серповидный

Можайский МИЗ ОАО, Россия



Характеристики

Вид	зонд
Длина инструмента	155 мм
Форма ручки инструмента	круглая

Зонд

Тип зонда	серповидный
-----------	-------------

Дополнительные характеристики

Зонд зубной серповидный МИЗ Можайский 33-ММИЗ - зонд с ручкой из нержавеющей стали, используется в стоматологической практике для осмотра зуба и обнаружения различных его дефектов: кариозных полостей, размягченного дентина и т.п., а также для поиска входов в каналы.